

C-Mount Video-Adapter f. Motic BA / Panthera / SMZ 161/171 (0,35x Optik)



Motic C-Mount Video-Adapter BA-Serie



für USB-Kameras mit 1/3" Sensor

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

195,00 €

Verkaufspreis 195,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

Videoadaper C- Mount (0,35x) zur Verbindung des Motic BA - / SMZ - / Panthera- Mikroskops mit 1/3" Videokameras und Webcams mit genormtem C-Mount Anschluß.

Anschluss: an 1/3" Kameras: **MOTICAM S1**

Passend für folgende Trinokular-Mikroskope: SMZ 161 T (Trinokular Plan Stativ) und 171- Serie
GM 171

Panthera - Serie
BA - Serie

Weitere Adapter auf Anfrage.