

C-Mount Video-Adapter f. Motic SMZ 143 (0,5x Optik)



c-mount_0,5x_smz143_gr.jpg



f. USB-Videokameras mit 1/2" und 2/3" Chip Sensor

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

56,00 €

Verkaufspreis 56,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

0,5X C-Mount Videoadaper zur Verbindung des Motic SMZ-143 Trinokular - Stereomikroskops mit 1/2" und 2/3" Videokameras und Webcams mit genormtem C-Mount Anschluß.

Passend für folgende Trinokular-Mikroskope: SMZ 143 N2 LED