

Euromex HD-Lite VS.3031 5MP



Euromex VC.3031 Mikroskop Kamera



mit HDMI Ausgang zum direkten Anschluss an einen Bildschirm.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

739,00 €

Verkaufspreis 739,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Euromex](#)

DETAILS

Hochauflösende 5MP Hochgeschwindigkeitskamera mit integrierter Aufnahmesoftware. 24 Bit Farbwiedergabe. Speicherung auf Standard-SD-Karte.

HDMI- und USB-2-Ausgang . Kann allein oder mit einem Computer verwendet werden und wird mit der ImageFocus Plus Software geliefert.

Merkmale:

- Sensor: Aptina
- Format: 1/2,5", HDTV 1080p (50/60 Hz)
- Pixelgröße: 2,2 x 2.2 µm Pixel
- Bildpunkte: 2592 x 1944 (Aufnahmemodus)
- 1920 x 1080 Bildpunkte (Live-Ansicht)
- HDMI 15 fps
- USB 15 fps
- 1080p-Videoaufnahmemodus
- Abtastung: Progressive Abtastung
- Rauschen: 3D-Rauschunterdrückungsfunktion

- Weißabgleich: Automatisch/manuell
- Empfindlichkeit: 1 V
- Schnittstellen: Digital HDMI, USB 2
- Speicherung: 4 Gb SD-Speicherkarte oder an USB-2
- Kamera-Tasten Ein/Aus
- Stromversorgung: Externer Netzadapter 100-240 Vac auf 12Vdc/2A
- Abmessungen: 80 x70 x 90 mm
- Befestigung: C-Mount-Schnittstelle.

Lieferumfang:

- Kamera mit 0,45x Objektiv
- HDMI-Kabel
- 2 Adapterringe (23,2 auf 30 mm und 23,2 auf 30,5 mm) für Stereomikroskope und Computermaus
- Externer Netzadapter