

Euromex LED Doppelarm Schwanenhalsleuchte LE.5207



Euromex LED Kaltlichtquelle LE5207

2 selbsttragende Schwanenhals-Führungen, 2x3W mit Weißlichtspektrum

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

199,00 €

Verkaufspreis 199,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [EuromexNL](#)

DETAILS

Keine Geräusentwicklung ! Geringer Stromverbrauch ! Sehr helle LED Leuchtmittel ! Preiswerter als eine vergleichbare Halogenleuchte !

Technische Daten:

- 2x 3 Watt Hochleistungs LED Leuchtmittel
- jede LED Führung mit Schwanenhals ist mit einem 3-Linsen-Fokussierkopfausgestattet
- Lichtstärke bei 10 cm Abstand: 25.000 lux (2x 12.500)
- Farbtemperatur: 6500° K
- 2x selbsttragende Schwanenhals je 560 mm lang
- regelbare Lichtintensität ohne Temperaturverschiebung beim Dimmen
- stabiles, standfestes Metallgehäuse
- Netzanschluß (100-240 V AC / 5 Vdc (50/60 Hz)

Die Leuchte strahlt in einem hellweißen, tageslichtähnlichem Spektrum.

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Halogen-Kaltlichtleuchten:

- tageslichtähnliche Farbtemperatur - keine Blaufilter notwendig
- sehr lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- sehr geringer Stromverbrauch
- sehr geringe Wärmeentwicklung - kein Lüfter nötig
- absolut geräuschlos

Optional sind weitere Lichtleiter in 3 Monochromatischen Wellenlängen erhältlich: (UV-LED 365nm) LE.5261, (Violett-LED 395nm) LE.5262, (Violett-LED) 420nm LE.5263



Warning: Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dringend empfohlen,
bei der Verwendung des 365 nm Schwanenhalses eine
orangefarbene Schutzbrille zu tragen