

KERN ADB 600-C3 Analysewaage



KERN ADB 600-C3 Analysewaage adb-600-3c_c_gr.jpg



bis 600 Carat (120g), Ablesung 0,001ct/ (0,1mg), incl. Glas-Windschutz

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

789,00 €

Verkaufspreis 789,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

Neu und Innovativ - Der Preisführer unter den Analysenwaagen - ein Karatmodell mit kompaktem Design für Juweliere und Schmuckhändler bestens geeignet. Hohe Genauigkeit spart überall dort bares Geld, wo wertvolle Edelsteine gewogen werden.

- Ablesegenauigkeit 0,1 mg / 0,001ct
- ct/gr per Tastendruck umschaltbare Wä geeinheiten (+ 2 weitere Wä geeinheiten lb,oz)
- runde Wä geplatte (Durchmesser 90mm)
- großes LCD-Display, Ziffernhö he 16mm und Piktogrammen für einfache Ablesbarkeit
- einfache und komfortable 6-Tastenbedienung
- extra niedriger Glaswindschutz mit verschiebbaren Ober- und Seitenscheiben
- Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit mittels eines Prüfgewichts (optionales Zubehör)
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmä ßig
- Wä geprinzip: elektr. Kraftkompensation "force"
- Stückzählung, GLP-Protokollierung, Prozentbestimmung möglich
- Gesamtabmessungen (inkl. Windschutz) BxTxH 230x310x230 mm
- Datenschnittstelle RS-232: Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage möglich
- incl. Universal-Netzadapter 240V/50Hz: mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, CH, GB, USA

Optionales Zubehör:

- **Edelsteinschale** (Best. Nr. AEJA05), **Ionisator** (Best. Nr. YBI01A) zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung, **Drucker, Prüfgewichte**
Weiteres Zubehör [auf Anfrage](#).

