

## KERN EG 220-3NM Karatwaage mit Eichzulassung Klasse 2



KERN EG 220-3NM Karatwaage mit Eichzulassung Klasse 2 eg-220-3nm\_cm\_gr.jpg



bis 1.100ct (220g) | Ablesegenauigkeit 0,01ct (0,001g)

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

1099,00 €

Verkaufspreis 1099,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

### DETAILS

{tab=Beschreibung}

- Eichfähige\* Karatwaage der Eichklasse II
- Ablesegenauigkeit 0,001g / 0,01ct
- interne Justierschaltung über einen Drehknopf
- per Tastendruck umschaltbare Wägeeinheiten g/ct
- runde Wägeplatte (Durchmesser 118mm)
- großes LCD-Display
- Zuwiegefunktion
- eichfähig
- eckiger Windschutz (Kunststoff) serienmäßig mit abnehmbarem Deckel
- incl. Netzadapter

#### Optionales Zubehör:

- **Glas-Windschutz**  
Die Abbildung zeigt die Waage mit optionalem großen Glas-Windschutz (3 Schiebetüren sorgen für komfortablen Zugang des Wägeguts) (Best. Nr. EG-A03)
- **Akkubetrieb**  
intern. Betriebsdauer bis zu 12h, Ladezeit 12h (Best. Nr. EG-A04)
- **Eichung im Werk nach PLZ** (Best. Nr. 965-216)  
\*Nach der EU-Richtlinie 2009/23/EG sind geeichte Präzisionswaagen vorgeschrieben für: Analysen im medizinischen u. pharmazeutischen Labor, im geschäftlichen Verkehr, wenn

der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird ([Handel mit Waren die nach Gewicht verkauft werden bspw. Abwiegung von Gold / Edelsteine](#)), zu amtlichen Zwecken und bei der Herstellung von Fertigpackungen.

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}