

KERN EMB-2000-2V Hydrostatische Waage incl. Dichte-Set



KERN EMB-2000-2V Laborwaage incl. Dichte-Set emb-2000-3V-Ydb-02_c_gr.jpg

Laborwaage bis 10.000ct / (2.000g) - Ablesegenauigkeit 0,05ct / (0,01g)

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

758,00 €

Verkaufspreis 758,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Feinwaage der EMB Serie von Kern - mit integrierter Dichtebestimmungs-Funktion und Einfachbedienung

- runde Wägeplatte (150 mm) Kunststoff
- besonders flache Bauweise
- Wägebereich: 10000ct /2000 g
- ct/gr per Tastendruck umschaltbare Wägeeinheit
- **Dichtebestimmungs-Funktion**
- Zuwiegefunktion
- Justierprogramm CAL, extern
- Großes LCD Display (Ziffernhöhe 15 mm)
- Maße: BxTxH: 170x240x39 mm
- wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb
- Auto-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- **incl. Set** zur Bestimmung der Dichte von Feststoffen.
- incl.: Wägeplatte, Becherglas, Probenhalter, Senkkörper.

Dichtebestimmung einfach gemacht

- **Diese 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:**
 - 1 Waage per Tastendruck auf [TARE] tarieren
 - 2 Dichtebestimmungs-Modus auswählen (Feststoffe/Flüssigkeiten)
 - 3 Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Luft
 - 4 Wiegen der Probe/des Senkkörpers in Flüssigkeit.

-> Die Dichte wird nun automatisch im Display angezeigt

{tab=Datenblatt}

{tab=Vergleich}

{/tabs}