## Kern LED Doppelarm Schwanenhalsleuchte OZB-A4515



mit 2x 240 Lumen (24.000 Lux)

Bewertung: Noch nicht bewertet **Einzelpreis** 169,00 €

Verkaufspreis 169,00 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Hersteller<u>Kern</u>

## **DETAILS**

## Keine Geräuschentwicklung! Geringer Stromverbrauch! Sehr helle LED Leuchtmittel! Preiswerter als eine vergleichbare Halogenleuchte!

## Technische Daten:

- 2x 3 Watt Highpower LED Leuchtmittel (2x 240 Lumen)
- Lichtstärke bei 10 cm Abstand: 24.000 lux (2x 12.000)
- Abstrahlwinkel: 60°
- Farbkoordinaten (x,y): 0.3, 0.33
- Farbtemperatur: 7000° K
- 2x selbsttragende Schwanenhals je 300 mm lang
- regelbare Lichtintensität
- stabiles, standfestes Metallgehäuse
- Netzanschluß

Die Leuchte strahlt in einem hellweißen, tageslichtähnlichem Spektrum.

Die Vorteile gegenüber herkömmlichen Halogen-Kaltlichtleuchten:

- tageslichtähnliche Farbtemperatur keine Blaufilter notwendig
- sehr lange Lebensdauer der Leuchtmittel
- sehr geringer Stromverbrauch

- sehr geringe Wärmeentwicklung kein Lüfter nötig
- absolut geräuschlos
- preisgünstiger als jede uns bekannte Halogen-Leuchte mit 2-armigen Lichtleitern.

2 / 2