

KERN Dichte-Set für Analysewaagen



abj-dichte-ydb-03_g.jpg

zur präzisen Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Festkörper

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

449,00 €

Verkaufspreis 449,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Universal-Dichtebestimmungs-Set für Analysewaagen der ABJ-Serie

- **Dichte-Set (YDB-03)**
- **Universelles Dichteset** zur präzisen und komfortablen Dichtebestimmung von Flüssigkeiten und Feststoffen $\rho \neq 1$.
Passend für alle KERN-Analysewaagen : **ABJ-N, ABS-N, ABP, ABT, ACS, ACJ, AES-C, AEJ-NM, AET, ALS-A, ALJ-A, ALT-B**
nicht kompatibel mit ADB-Waagen
- Lieferumfang: Becherglas ($\varnothing \times H$ 84x113 mm), Thermometer, Probenhalter, Adapter, Ausgleichsgewichte, Senkkörper (Edelstahl, 20 g), Universal-Tauchkorb für schwimmende und sinkende Festkörper. Der Draht des Tauchkorbes hat einen Durchmesser von 0,5mm und entspricht somit den Anforderungen der DIN EN ISO 1183-1 (Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen)
- **Optional:**
Dichtebestimmung des Senkkörpers, DAkkS-Kalibrierschein (DKD) mit allen relevanten Daten zu Dichte und Volumen
KERN 962-335V, € 143,- (zzgl. MwSt)

{tab=Montageanleitung}

