

Motic GM-171-T Gemmologisches Trinokular ZOOM Stereo Dunkelfeld Mikroskop



MOTIC GM 171T Gemmologisches Trinokular Mikroskop



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 50x Einblickwinkel variabel

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

2666,00 €

Verkaufspreis 2666,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}

Das Trinokular Mikroskop GM-171T ist mit einem parfokalen Zoomobjektiv und einem speziellen Stativ für Diamant- und Edelsteinuntersuchungen ausgestattet. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit der Videoadaption über einen 3. Tubus.

Technische Daten Mikroskop:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Trinokulartubus 360° drehbar
- 45° Einblickwinkel
- Strahlenteilung 50:50 feststehend
- Weitfeld Okulare N-WF10X/23mm

- Zoom-Faktor 6.7:1, Arbeitsabstand 110mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 50X

Technische Daten Dunkelfeldstativ:

- schwenkbare Spezial-Grundplatte für Anwendungen in der Gemmologie
- Schwenkbereich 0°-45°
- Grundplatte 360° drehbar
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare Halogen Hell- und Dunkelfeldbeleuchtung 6V/30W
- Schwannenhals-Lichtleiter 7W für Auflichtbeleuchtung
- Netzteil 220V-240V, VDE-Stecker (CE)
- Spezieller Edelstein-Halter (Draht)
- Staubschutzhülle

Angehende Gemmolog:Innen bzw. Studierende der Gemmologie erhalten eine Ermäßigung. Auf Anfrage erstellen wir ihnen gerne ein Angebot.

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}