

Motic SMZ-160 TLED-Gem Trinokular Zoom Stereo Dunkelfeld Mikroskop



MOTIC SMZ 160 TLED Stereo-Mikroskop GEM



incl. Dunkelfeldbeleuchtung mit Irisblende

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

1029,00 €

Verkaufspreis 1029,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}



Ein Modell der erfolgreichen SMZ-Serie, das speziell für gemmologische und materialkundliche Anwendungen konzipiert wurde

Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Trinokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Strahlenteilung 50:50 feststehend

- Weitfeld Okulare WF10X/20mm
- Zoom-Faktor 6:1, Arbeitsabstand 100mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 45X
- R2LED: kompaktes Auf- & Durchlicht-Stativ
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare LED Auf- & Durchlichtbeleuchtung 3W
- Dunkelfeldaufsatz mit Irisblende
- abnehmbare Edelsteinklemme (Pinzette)
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Staubschutzhülle

Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.

Bitte beachten Sie, dass für den Anschluss einer Spiegelreflexkamera (DSR) oder USB-Kamera ein Adapter benötigt wird (siehe unten).

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}