

Motic SMZ-171 TLED Trinokular Zoom Stereo Mikroskop



M-SMZ171-TLED



stufenlose ZOOM Vergrößerung 7,5x - 50x mit LED Auf- & Durchlichtstativ und Fototubus

Bewertung: Noch nicht bewertet

Einzelpreis

1339,00 €

Verkaufspreis 1339,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Motic](#)

DETAILS

{tab=Beschreibung}



Mit seiner beachtlichen optischen Leistung liefert das SMZ 171 verzerrungsfreie 3-D-Bilder für anspruchsvolle Anforderungen in Routine und Forschung, bei biologischen und medizinischen Präparationen und industrieller Qualitätskontrolle und Inspektion.

Technische Daten:

- Zoom-Stereomikroskop, Greenough-Typ
- Trinokulartubus, 45° Einblickwinkel, 360° drehbar
- Strahlenteilung 50:50 feststehend
- Weitfeld Okulare N-WF10X/23mm mit Dioptrieneinstellung

- Zoom-Faktor 6.7:1, Arbeitsabstand 110mm
- Vergrößerungsbereich: 7.5X - 50X
- Auf- & Durchlicht-Stativ mit breiter Grundplatte und Kopfhalter
- Grobtrieb, einstellbar
- regelbare LED Auf- & Durchlichtbeleuchtung 3W
- Durchlicht mit verstellbarem Reflektor (Schräg-Beleuchtung)
- Umschalter zur Einkopplung eines flexiblen Lichtleiters
- Netzteil 100-240V, VDE-Stecker (CE)
- Tischeinsätze schwarz/weiß und Mattglas, Staubschutzhülle

Optional kann der Vergrößerungsbereich durch zusätzliche Objektive und alternative Okulare von 5x bis 320x erweitert werden.

Bitte beachten Sie, dass für den Anschluss einer Spiegelreflexkamera (DSR) oder USB-Kamera ein Adapter benötigt wird (siehe unten).

{tab=Datenblatt}

{tab=Zubehör}

{/tabs}