

## Euromex SP.5150 Handspektroskop



SP5150\_gr.jpg



mit variablem Spalt, fokussierbar und helligkeitsregulierbar

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

275,00 €

Verkaufspreis 249,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [EuromexNL](#)

### DETAILS

#### Handspektroskop in Metallausführung

#### - Baugleich Krüss 1501 -

- Amiciprisma
- Winkeldispersion C-F 7°
- Lineardispersion 60 mm
- fokussierbar zur Schärfereinstellung (für Brillenträger geeignet)
- variabler Spalt für optimale Helligkeitsregulierung. Durch die variable Helligkeitsregulierung werden Absorptionslinien im blau-violett Bereich besser sichtbar.

[Funktionsbeschreibung und Anwendungsbeispiele](#)

[Beispiele für Edelsteinspectra](#)