

## KERN ODC 851 HDMI Mikroskop Kamera



mikroskopkamera-kern-odc-852-hdmi



Bildübertragung via HDMI, auch ohne PC

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Einzelpreis**

1039,00 €

Verkaufspreis 1039,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Kern](#)

### DETAILS

**Die ODC-851 HDMI-Mikroskopkamera ist speziell für die direkte HDMI-Verbindung zu Ihrem HDMI-fähigen Wiedergabegerät entwickelt worden. Die Bilder können auf die mitgelieferte SD-Karte oder auf den PC/Laptop gespeichert werden.**

**Als Alternative steht Ihnen zusätzlich ein USB 2.0 Anschluss zum Anbinden eines Laptops oder PCs über die USB Schnittstelle zur Verfügung.**

#### Technische Daten:

- aufsetzbare HDMI C-Mount Kamera
- Sensor: CMOS
- Auflösung: 2.0 MP
- 1/2.8" CMOS Sensor
- 30 - 60 fps
- Anschluss auch über USB 2.0 Schnittstelle möglich (USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)
- Speicherung auf SD Karte möglich (SD-Karte im Lieferumfang enthalten)
- Stromversorgung über eine externe 12-V-Stromeinheit

#### Lieferumfang:

- Digitale 2.0 Megapixel HDMI-Mikroskop Kamera
- 2 m USB Kabel
- 2 m HDMI Kabel

- USB Maus
- SD Karte (4GB)
- Software CD

unterstützte Betriebssysteme:

- Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP